

OTEC Deventer is een erkend orthopedisch instrumentmakerij dat lichaamsgebonden hulpmiddelen aanmeet, vervaardigt en verstrekt. Eén van deze hulpmiddelen is de Juzoflex, een confectie knieorthese.



Zo trekt u uw Juzo kniebandage correct aan:

Laat u zich door uw arts of in de medische speciaalzaak de juiste manier uitleggen om uw Juzo kniebandage aan te trekken. Wij raden u aan, deze aanwijzingen beslist na te leven. Let op: Ruwe, ongevijlde vingernagels of scherpe ringen e.d. kunnen het gebreide weefsel beschadigen.

Gelieve het volgende in acht te nemen:

- Draag uw kniebandage alleen volgens voorschrift van de arts. Kniebandages mogen alleen door overeenkomstig geschoold personeel in de medische speciaalzaak worden verkocht.
- Een vooruitgang van het succes tijdens de therapie of een veranderd ziektebeeld maken een hernieuwde meting en eventueel een nieuwe vervaardiging van de kniebandage noodzakelijk.
- Uw kniebandage van Juzo is verregaand resistent tegen oliën, zalven, huidvochtigheid en andere milieu-invloeden. Door bepaalde combinaties kan de houdbaarheid van het breisel, zowel als van een ingewerkte pelotte, nadelig beïnvloed worden. Daarom is een regelmatige controle in de medische speciaalzaak aan te bevelen.
- Bij beschadigingen dient u zich tot uw speciaalzaak te wenden. De kniebandage niet zelf repareren – daardoor kunnen de kwaliteit en de medische werking worden aangetast.
- Bewaring: Gelieve uw kniebandage droog en bij kamertemperatuur te bewaren.
- De bandage is om hygiënische redenen niet geschikt voor de verzorging van meer dan één patiënt.

Was- en onderhoudsinstructies

Let alstublieft op de ehandelingsymbolen op het etiket, dat in uw Juzo kniebandage ingenaaid is. Voor het wassen moeten de klittebandsluitingen (indien aanwezig) worden gesloten! Was de kniebandage de eerste keer apart (mogelijkheid tot afgeven van de kleur). Uw kniebandage moet indien mogelijk dagelijks worden gewassen. Geen wasverzachter gebruiken! We adviseren hiervoor het milde Juzo Speciale Wasmiddel.

Materiaalsamenstelling

De juiste gegevens vindt u op het etiket, dat in uw kniebandage ingenaaid is.

Sortering

Uw bandage kunt u via de gebruikelijke afvalverwerking vernietigen. Er zijn geen bijzondere criteria voor de afvalverwijdering.

Bijwerkingen

Bij correct gebruik zijn er geen nevenwerkingen bekend. Indien desondanks negatieve veranderingen (bijv. huidirritaties) tijdens de voorgeschreven toepassing optreden, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of de medische vakhandel. Mocht een onverdraagzaamheid tegen één of meerdere inhoudsstoffen van dit produkt bekend zijn, dan wordt u verzocht vóór het gebruik uw arts te raadplegen. Indien uw klachten tijdens het dragen zouden verergeren, dan dient u onmiddellijk uw arts consulteren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade / letsels ontstaan door verkeerd gebruik.

