

OTEC Deventer is een erkend orthopedisch instrumentmakerij dat lichaamsgebonden hulpmiddelen aanmeet, vervaardigt en verstrekt. Eén van deze hulpmiddelen is de Manu 3D, een confectionie hand-pols-orthese.

Indicaties voor het gebruik van de manu 3D (de indicatie wordt gesteld door de arts)

4103 Manu 3D short	4142 Manu 3D	4143 Manu 3D Basic	4145 Manu 3D Stable	4146 Manu 3D Pollex
Irritaties bij de pols	Irritaties bij de pols	Irritaties bij de pols	Irritaties bij de pols	Quervain-peesschedeontsteking
Tendovaginitis bij de hand	Carpaaltunnelsyndroom	Artrose van de pols	Artrose van de pols	Irritatie bij de hand
Artrose van de pols	Artrose van de pols	Subluxaties/luxaties	Carpaaltunnelsyndroom	Irritaties in het gebied van het duimzadel- en duimbasisgewricht
	Subluxaties/luxaties	Tendovaginitis bij de hand	Subluxaties/luxaties	Beschadigingen van de collaterale gewrichtsbanden
	Tendovaginitis bij de hand	distorsies	Tendovaginitus bij de hand	Artrose van de pols
	Distorsies		Distorsies	Subluxaties/luxaties
				Tendovaginitis bij de hand en de duim
				Distorsies

Bandages stabiliseren de pols en de 4146 Manu 3D Pollex ondersteunt het CMC- en MCP-gewricht van de duim.

Algemene veiligheidsvoorschriften


- Houd het product uit de buurt van open vuur, gloed en andere hittebronnen
- Het product mag maar gebruikt worden door 1 persoon, reinig het product regelmatig
- Stel het product niet bloot aan vet- en zuurhoudende middelen, zalven en lotions
- Gebruik het product uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is en ga er zorgvuldig mee om
- Verander niets aan het product, wanneer u hierin niet deskundig bent

Gebruik



De draagtijd en de periode dat het product moet worden gedragen, worden gewoonlijk bepaald door de arts. De instrumentmaker geeft u uitleg hoe het product aan te trekken. Wanneer u bijzondere veranderingen constateert (bijv. verergering van de klachten) neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Reiniging

- Verwijder alle uitneembare spalken
- Sluit alle klittenbandsluitingen
- Aanbeveling: gebruik een waszakje of -netje
- Was de bandage met een normaal fijnwasmiddel op 40°C. Gebruik geen wasverzachter. Spoel deze na het wassen goed uit
- Laat de orthese aan de lucht drogen. Vermijd blootstelling aan directe hitte (bijv. zonnestraling of de hitte van een kachel of radiator).
- Plaats alle spalken weer terug.



Aantrek-instructies

<p>1 Trek de bandage over de duim</p>	<p>1</p> 	
<p>2 Sluit alle klittenbandsluitingen bij de pols</p>	<p>2</p> 	
<p>3 Uitsluitend 4143 en 4146, stel de klittenbandsluiting bij de duim goed af</p>	<p>3</p> 