

OTEC Deventer is een erkend orthopedisch instrumentmakerij dat lichaamsgebonden hulpmiddelen aanmeet, vervaardigt en verstrekt. Eén van deze hulpmiddelen is Necky Color, een confectie zachte halskraag.

#### Gebruiksdoel

De orthese mag uitsluitend worden gebruikt als hulpmiddel ter ondersteuning van de functie van de halswervelkolom en mag alleen in contact worden gebracht met intacte huid. De orthese mag uitsluitend worden gebruikt op indicatie.

#### Indicaties voor het gebruik van de zachte halskraag

- Halswervelsyndroom
- Hypermobiliteit van de HWK
- Reumatische klachten van de HWK
- Overbelasting van de nekspieren
- Whiplash van de HWK
- Degeneratieve veranderingen van de HWK

De indicatie wordt gesteld door de arts.

Bij de onderstaande contra- indicaties is overleg met de arts noodzakelijk:

- huidaandoeningen/-letsel
- ontstekingen
- hypertrofisch littekenweefsel met zwelling
- roodheid en verhoogde temperatuur in het gedeelte van het lichaam waar het hulpmiddel wordt gedragen,
- tumoren
- lymfeafvoerstoornissen
- sensibiliteitsstoornissen in de halswervelkolom

#### Werking

De orthese verwarmt en ondersteunt de halswervelkolom.

#### Algemene veiligheidsvoorschriften

- Houd het product uit de buurt van open vuur, gloed en andere hittebronnen
- Het product mag maar gebruikt worden door 1 persoon, reinig het product regelmatig
- Stel het product niet bloot aan vet- en zuurhoudende middelen, zalven en lotions
- Gebruik het product uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is en ga er zorgvuldig mee om
- Verander niets aan het product, wanneer u hierin niet deskundig bent


#### Gebruik

De draagtijd en de periode dat het product moet worden gedragen, worden gewoonlijk bepaald door de arts. De instrumentmaker geeft u uitleg hoe het product aan te trekken. Wanneer u bijzondere veranderingen constateert (bijv. verergering van de klachten) neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

#### Aantrek-instructie

Open alle klittenbandsluitingen van de orthese.

- 1) Doe de orthese om de nek (zie afb. 1).
- 2) Sluit de orthese aan de achterkant (zie afb. 2). Wanneer de drager van de orthese recht voor zich uit kijkt, rust de orthese op het sleutelbeen en ondersteunt hij de kin (zie afb. 3)



Reiniging

- Sluit alle klittenbandsluitingen.
- Was de orthese op de hand met een normaal fijnwasmiddel op 30 °C.
- Spoel de orthese goed uit.
- Laat hem aan de lucht drogen. Vermijd blootstelling aan directe hitte (bijv. zonnestraling of de hitte van een kachel of radiator).

